



## Manivelle Vario



Bras de pédale avec rayon de manivelle réglable pour ergomètres et vélos d'appartement. La manivelle Vario est une manivelle de pédalier réglable en longueur pour les vélos ergomètres et les vélos d'appartement. Les patients dont la capacité de flexion des articulations de la hanche et du genou est réduite peuvent déterminer leur angle de flexion personnel en ajustant la longueur de la manivelle, ce qui leur permet de se rapprocher plus tôt de la mobilisation.

**CHF 289.00**

Les vélos ergomètres et les vélos d'appartement sont généralement équipés de bras de pédales d'une longueur d'environ 170 mm. Le pédalage avec ces manivelles suppose certains angles de flexion et d'extension de l'articulation du genou et de la hanche (environ 110-120° de flexion du genou). Toutefois, si le patient n'est pas en mesure d'effectuer ce degré de mouvement en raison d'une blessure, d'une opération ou de modifications dégénératives de l'articulation, ou si ces angles de flexion élevés ne sont pas judicieux d'un point de vue thérapeutique, il est possible d'effectuer l'entraînement très utile sur ergomètre en raccourcissant les bras de pédalier et en réduisant ainsi les angles de flexion.

Le mécanisme de réglage de la manivelle Vario permet de régler la longueur des manivelles en continu de 30 à 170 mm. En réduisant le mouvement de pédalage, l'ampleur du mouvement de flexion et d'extension nécessaire est fortement réduite et l'articulation est soulagée de manière décisive. La flexion du genou nécessaire pour pédaler peut être réduite à environ 65°. La manivelle Vario permet ainsi à de nombreux patients de s'entraîner avec l'ergomètre.

- pour soutenir la mobilisation des articulations
- pour l'entraînement du cartilage en cas d'arthrose
- pour la rééducation des blessures aux jambes
- pour l'entraînement du système cardio-vasculaire
- réglage en continu de la longueur du bras du pad de 30 à 170 mm
- manipulation simple du réglage de la longueur
- conception robuste pour une utilisation professionnelle en rééducation
- échelle graduée pour un réglage reproductible



- utilisation des pédales existantes
- convient à tous les vélos ergomètres et vélos d'appartement courants
- (axe carré : veuillez indiquer le type d'ergomètre lors de la commande)
- modèle protégé par un brevet

**Contenu de la livraison :**

- Jeu de pédalier (gauche+droite) avec échelle de longueur
- Adaptateur d'axe pour **axe carré normalisé avec filetage intérieur** (pour axe carré avec vis sans tête sur demande)
- Vis de serrage rapide
- Vis de montage, plaquette d'information
- Instructions d'utilisation et de montage

(Pédales non comprises dans la livraison - un dispositif d'extraction de pédales est nécessaire pour le démontage des anciens bras de pédales)