



Airex Titania 200 Tapis de fitness bleu d'eau - L200 x l125 x D3,2cm



Le tapis AIREX® Titania a été spécialement conçu pour le sport scolaire et associatif. Grâce à son épaisseur de 3,2 cm, il possède les meilleures propriétés d'amortissement. Le tapis AIREX® Titania est doté d'un revêtement spécial pour une protection durable de la mousse du tapis, qui résiste à une utilisation fréquente avec des chaussures de sport. Ce tapis est extrêmement robuste et durable. Grâce à sa coupe à angle droit, l'Airex® Titania peut être posé sans raccord sur de grandes surfaces.

CHF 498.90

Le tapis de gymnastique Airex Titania est idéal pour les thérapies de kinésithérapie, la physiothérapie, la rééducation, le fitness et les loisirs.

Le tapis de gymnastique Airex Titania se caractérise par sa grande résistance, sa douceur pour la peau et son amortissement optimal. Le tapis Airex Titania garantit en toute situation le confort, une protection optimale et un déroulement des mouvements contrôlable avec précision. Elle est antidérapante et s'adapte sans problème au sol. Elle permet de s'asseoir, de s'agenouiller et de s'allonger de manière sûre et confortable, soutient les mouvements et offre un soutien optimal.

- confortable et isolant
- léger, maniable et s'enroule sans problème
- hygiénique grâce au traitement Sanitized et résistant à la poussière
- propriétés d'isolation optimales
- résistant et durable
- antidérapante et plane
- doux pour la peau et agréable
- à cellules fermées, n'absorbe ni l'humidité ni la saleté
- utilisable de manière multifonctionnelle
- conforme à la norme CE (93/42/CEE)
- Prix indicatif CHF 559.90



Taille : env. L200 x L125 x D3,2cm, poids 11kg
Couleur : bleu eau

Destination médicale :

Les produits AIREX® sont conçus comme des aides à la thérapie du mouvement, tant pour l'usage institutionnel que pour l'usage domestique. L'objet posé sur le sol sert de support à une personne lors d'exercices médicalement indiqués et prescrits pour améliorer la motricité et l'équilibre ou le contrôle postural et/ou pour le traitement par thérapie par le mouvement de la faiblesse musculaire des membres et du tronc suite à une maladie neurologique ou orthopédique.

Pourquoi les tailles ne sont-elles indiquées qu'en "approximations" ? Tous les tapis AIREX sont expansés librement. Cela signifie qu'ils ne sont pas fabriqués dans des moules. La fabrication est comparable à la cuisson d'un pain. Le résultat peut donc être influencé par les conditions ambiantes (température, pression atmosphérique, etc.), de sorte que les produits varient toujours légèrement en longueur, en largeur et en épaisseur.