



Airex Atlas tapis de fitness bleu d'eau - L200 x l125 x D1.5cm



L'AIREX Atlas est le plus grand tapis de notre gamme de produits. Grâce à sa coupe à angle droit, l'AIREX Atlas peut être posé sans couture sur de grandes surfaces. Ses caractéristiques et son épaisseur de 1,5 cm correspondent aux produits Corona et Coronella les plus vendus. Elle empêche l'affaissement sur le sol, même en cas de charge ponctuelle. Utilisé dans l'eau, l'AIREX Atlas offre un soutien optimal pour toutes les formes de thérapie imaginables et incite à des activités aquatiques créatives.

CHF 215.90

Le tapis de gymnastique confortable Airex Atlas se distingue par sa grande résistance, sa douceur pour la peau et son amortissement optimal. L'Airex Atlas garantit en toute situation le confort, une protection optimale et un déroulement des mouvements contrôlable avec précision. Elle est antidérapante et s'adapte sans problème au sol. Elle permet de s'asseoir, de s'agenouiller et de s'allonger de manière sûre et confortable, soutient les mouvements et offre un soutien optimal.

- confortable et isolant
- léger, maniable et s'enroule sans problème
- hygiénique grâce au traitement Sanitized et résistant à la poussière
- propriétés d'isolation optimales
- résistant et durable
- antidérapante et plane
- doux pour la peau et agréable
- à cellules fermées, n'absorbe ni l'humidité ni la saleté
- utilisable de manière multifonctionnelle
- conforme à la norme CE (93/42/CEE)
- Prix indicatif : 239.90CHF

Taille : env. L200 x L125 x D1,5cm, poids 5,5kg
Couleur : vert

Destination médicale :

Les produits AIREX® sont conçus comme des aides à la thérapie par le mouvement, aussi bien pour un



usage institutionnel que pour un usage domestique. L'objet posé sur le sol sert de support à une personne lors d'exercices médicalement indiqués et prescrits pour améliorer la motricité et l'équilibre ou le contrôle postural et/ou pour le traitement par la thérapie par le mouvement de la faiblesse musculaire des membres et du tronc suite à une maladie neurologique ou orthopédique.

Pourquoi les tailles ne sont-elles indiquées qu'en "approximations" ? Tous les tapis AIREX sont expansés librement. Cela signifie qu'ils ne sont pas fabriqués dans des moules. La fabrication est comparable à la cuisson d'un pain. Le résultat peut donc être influencé par les conditions ambiantes (température, pression atmosphérique, etc.), de sorte que les produits varient toujours légèrement en longueur, en largeur et en épaisseur.