



Ressort Gatepress® pour appareil de rééducation périnéale

Il existe différentes épaisseurs de ressort pour l'appareil d'entraînement du plancher pelvien Gatepress, qui peuvent être achetées en complément. Il est nécessaire de changer de ressort lorsque l'exercice statique devient trop facile à réaliser.



CHF 15.00

Force de plume

Force de plume 1 - rose (très léger)

Force de plume 2 - vert (léger)

Force de plume 3 - bleu (moyen)

Force de plume 4 - jaune (moyen)

Force de plume 5 - rouge (fort)

Force de plume 6 - noir (très fort)